

B1-L, bloc

DESCRIPTION

Mini bain d'eau ou de billes, 55 x 100 x 73 mm

CARACTÉRISTIQUES

Profondeur

73 mm

Capacité

max 0,4 L



NUMÉRO DE CAT.

BS-010418-WK

B1-L



CH 3-150
Without thermoblock
Thermostat chauffant et de refroidissement

Le Combitherm-2 CH 3-150 est conçu pour thermostabiliser des matériaux à des températures comprises entre -3 °C +165 °C en fonction des méthodes d'analyse. Afin de vous offrir ses fonctionnalités ...

[Lire la suite](#)