


P-EX, ensemble d'échange de plateforme

DESCRIPTION

Le kit d'échange de plateformes P-EX permet un remplacement plus rapide des plateformes plates. Grâce au système coulissant, il est désormais possible d'installer 4 flacons de 2 L dans les agitateurs-incubateurs ES-20/60, ES-20/80 et ES-20/80C. Ce kit d'échange de plateformes est compatible avec les plateformes UP-168, P-6/1000, P-9/500, P-15/250, P-30/100, HSP-6/1000, HSP-9/500, HSP-15/250 et HSP-30/100.



NUMÉRO DE CAT.

BS-010173-CK

P-EX

ACCESSOIRES



P-30/100
 BS-010135-BK
 plate-forme

Plate-forme avec pinces pour flacons.



P-16/250
 BS-010135-CK
 plate-forme

Plate-forme avec pinces pour flacons.



P-9/500
 BS-010135-AK
 plate-forme

Plate-forme avec pinces pour flacons.



P-6/1000
 BS-010135-DK
 plate-forme

Plate-forme avec pinces pour flacons.



HSP-6/1000
 BS-010167-LK
 plate-forme

Avec 6 pinces pour des fioles de 1000 ml (360x400 mm)



HSP-9/500
BS-010167-NK
plate-forme

Avec 9 pinces pour des fioles de 500 ml (360x400 mm)



HSP-16/250
BS-010167-MK
plate-forme

Avec 16 pinces pour des fioles de 250 ml (360x400 mm)



HSP-30/100
BS-010167-KK
plate-forme

Avec 30 pinces pour des fioles de 100 ml (360x400 mm)



UP-168
BS-010135-JK
plate-forme

Plate-forme universelle pour pinces.



ES-20/60
Without platform
Agitateur-incubateur orbital

L'agitateur-incubateur orbital **ES-20/60** pour laboratoires pharmaceutiques et biotechnologiques est un équipement professionnel conçu pour la culture de micro-organismes et de cellules eucaryotes, dont celles des animaux, des plantes et des ...

[Lire la suite](#)



ES-20/80
Software included, without platform
Agitateur-incubateur orbital

L'agitateur-incubateur **ES-20/80** destiné aux laboratoires biotechnologiques et pharmaceutiques est un équipement professionnel. Ses applications typiques sont les suivantes : culture microbienne et cellulaire, expression de protéines, études de solubilité, mélange général, ...

[Lire la suite](#)



ES-20/80C
Software included, without platform

Agitateur-incubateur orbital avec refroidissement

L'agitateur-incubateur **ES-20/80C** destiné aux laboratoires biotechnologiques et pharmaceutiques est un équipement professionnel. Ses applications typiques sont les suivantes : culture microbienne et cellulaire, expression de protéines, études de solubilité, mélange général, ...

[Lire la suite](#)