

SH-12x8, support de tube pour bandelettes PCR

DESCRIPTION

Couvercle magnétique pour une fixation facile de différentes configurations de tubes à bandelettes.
Lot de 2 supports pour tubes à bandelettes PCR.

CARACTÉRISTIQUES

Quantité de tubes	96
-------------------	----



NUMÉRO DE CAT.

BS-010204-CK	SH-12x8
--------------	---------



MSC-2P

BS-010204-A02

Minicentrifugeuse-vortex pour plaques PCR

La **MSC-2P** est une centrifugeuse numérique compacte conçue pour collecter les gouttelettes, mélanger les réactifs et les recoller pour un meilleur rendement PCR lors des analyses ultérieures. La combinaison des ...

[Lire la suite](#)