


## B-05G, bloc

### DESCRIPTION

Bloc B-05G pour plaque à puits profonds Greiner MASTERBLOCK® 96/0.5 ml - Cat.No. 786201, 786261



### NUMÉRO DE CAT.

BS-010159-XK

Bloc B-05G pour plaque à puits profonds Greiner  
MASTERBLOCK® 96/0.5 ml



**TS-DW**

Without thermoblock

Agitateur thermostaté pour plaques à puits profonds

L'agitateur thermostaté **TS-DW** permet de réguler et thermostatier les plaques à puits profonds. L'agitateur thermostaté bénéficie d'un design « multi-systèmes » qui offre 3 appareils indépendants :

- Un incubateur ; ...

[Lire la suite](#)