

Filtre de purge d'air de 0.22 µm pour le réservoir de stockage

DESCRIPTION



NUMÉRO DE CAT.

BS-070102-AK

Filtre de purge d'air de 0,22 µm pour le réservoir de stockage

ACCESSOIRES



Labaqua Trace
BS-070105-A02
système d'eau ultra pure

Le système **Labaqua Trace** produit de l'eau répondant aux exigences des méthodes d'analyse inorganiques.



Labaqua HPLC
BS-070104-A02
système d'eau ultra pure

Le système **Labaqua HPLC** produit une eau à teneur très faible en carbone organique (COT), répondant ainsi aux exigences des méthodes de chromatographie liquide. L'eau produite par le **Labaqua HPLC**

...

[Lire la suite](#)



Labaqua Bio
Réservoir de stockage de 30 litres
système d'eau ultra pure

Le système **Labaqua Bio** produit une eau à très faible teneur en matières organiques et en RNase/DNase, destinée à être utilisée en biologie moléculaire, y compris dans le cadre d'applications ...

[Lire la suite](#)