

Jeu de tuyaux de rechange pour FTA-1

DESCRIPTION



NUMÉRO DE CAT.

BS-040108-S22

Jeu de tuyaux de rechange pour FTA-1



FTA-1
BS-040108-AAG
Aspirateur avec fiole collectrice

L'aspirateur avec fiole collectrice **FTA-1** est conçu pour l'aspiration/extraction de quantités restantes d'alcool/tampon présent sur les parois des tubes de microtest durant la purification d'ADN/ARN, de même que d'autres techniques ...

[Lire la suite](#)