

Filtre à poussière (2 pièces)

DESCRIPTION



NUMÉRO DE CAT.

BS-000000-S31

Filtre à poussière (2 pièces)



UVC/T-AR
BS-040102-A13
Armoire PCR

UVC/T-AR est une enceinte PCR conçue pour créer un environnement propre et exempt de contamination pour la préparation des PCR et autres processus liés aux acides nucléiques.

Ce modèle est ...

[Lire la suite](#)



UVC/T-M-AR
With built in socket and inlet for power cords
Armoire PCR

UVC/T-M-AR est une enceinte PCR conçue pour créer un environnement propre et exempt de contamination pour la préparation des PCR et autres processus liés aux acides nucléiques.

Ce modèle est ...

[Lire la suite](#)



UVT-B-AR
With built in socket and inlet for power cords
Armoire PCR

UVT-B-AR est une enceinte PCR conçue pour créer un environnement propre et exempt de contamination pour la préparation des PCR et autres processus liés aux acides nucléiques.

Ce modèle est ...

[Lire la suite](#)



UVT-S-AR
BS-040107-A07
Armoire PCR

UVT-S-AR est une enceinte PCR conçue pour créer un environnement propre et exempt de contamination pour la préparation des PCR et autres processus liés aux acides nucléiques.

Ce modèle est ...

[Lire la suite](#)



UVR-M
BS-040105-AAA
Recirculateur-nettoyeur à flux d'air UV

- One 25W UV-lamp



UVR-Mi
BS-040110-AAA
Recirculateur-nettoyeur à flux d'air UV

- More powerful model with two 25W UV-lamps
- Timer feature
- LCD display