

P-90, plateforme ronde pour boîtes de Pétri de 90 / 105 mm

DESCRIPTION

La plateforme ronde interchangeable P-90 pour l'UIS-360 est conçue pour permettre de positionner facilement des boîtes de Pétri standard de 90 mm ou 105 mm et pour réaliser des inoculations.



NUMÉRO DE CAT.

BS-010177-CK

P-90



UIS-360

Without platform, protective screen, foot-switch
L'essoreuse universelle d'inoculation

Le UIS-360 Universal Inoculation Spinner est un appareil de laboratoire polyvalent conçu pour optimiser la mise en culture microbienne et garantir des résultats constants. Il assure une rotation fluide et ...

[Lire la suite](#)