

## P-90, plateforme ronde pour boîtes de Pétri de 90 / 105 mm

### DESCRIPTION

La plateforme ronde interchangeable P-90 pour l'UIS-360 est conçue pour permettre de positionner facilement des boîtes de Pétri standard de 90 mm ou 105 mm et pour réaliser des inoculations. Le tapis en silicone et la bague d'adaptation ne sont pas fournis dans le kit ; il est prévu d'utiliser le tapis et la bague d'adaptation de la plateforme universelle standard.



### NUMÉRO DE CAT.

BS-010177-CK

P-90



**UIS-360**

BS-010177-A01

L'essoreuse universelle d'inoculation

L'essoreuse universelle d'inoculation UIS-360 est un appareil de laboratoire polyvalent conçu pour rationaliser l'ensemencement microbien et garantir des résultats cohérents. Il permet une rotation douce et uniforme pour étaler les ...

[Lire la suite](#)