

TSP-24/2.0, bloc

DESCRIPTION

24 microtubes de 2 ml

CARACTÉRISTIQUES

Quantité de tubes de 2 ml	24
RPM maximum, tr/min	2500
Température maximale	100°C



NUMÉRO DE CAT.

BS-010178-JK

TSP-24/2.0



TS-100C Pro
BS-010178-A01

Thermo-agitateur programmable avec chauffage et refroidissement

Le **TS-100C Pro** est un agitateur thermique de laboratoire programmable qui combine chauffage et refroidissement précis, agitation intensive et blocs thermiques interchangeables dans un seul appareil compact.

Conçu pour des ...

[Lire la suite](#)