

TSP-96/PCR, bloc

DESCRIPTION

Microplaque de 96 puits (0,2 ml) pour la PCR ou pour 12 lames de microtube de 8 sections de 0,2 ml ou pour 96 tubes de microtest de 0,2 ml

NUMÉRO DE CAT.

BS-010178-HK

TSP-96/PCR

CARACTÉRISTIQUES

96-well unskirted or semi-skirted microplate (0.2 ml)	1
RPM maximum, tr/min	2500
Température maximale	100°C

ACCESSOIRES



TS-100C Pro

Thermo-agitateur programmable avec chauffage et refroidissement

The **TS-100C Pro** is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[Lire la suite](#)