

TSP-96/PCR, bloc

DESCRIPTION

Microplaque de 96 puits (0,2 ml) pour la PCR ou pour 12 lames de microtube de 8 sections de 0,2 ml ou pour 96 tubes de microtest de 0,2 ml

CARACTÉRISTIQUES

96-well unskirted or semi-skirted microplate (0.2 ml)	1
RPM maximum, tr/min	2500
Température maximale	100°C



NUMÉRO DE CAT.

BS-010178-HK

TSP-96/PCR



TS-100C Pro
BS-010178-A01

Thermo-agitateur programmable avec chauffage et refroidissement

Le **TS-100C Pro** est un agitateur thermique de laboratoire programmable qui combine chauffage et refroidissement précis, agitation intensive et blocs thermiques interchangeables dans un seul appareil compact.

Conçu pour des ...

[Lire la suite](#)