

TSP-20/0.5+12/1.5, bloc

DESCRIPTION

20 microtubes de 0,5 ml + 12 microtubes d'1,5 ml

CARACTÉRISTIQUES

Quantité de tubes de 0,5 ml	20
Quantité de tubes de 1,5 ml	12
RPM maximum, tr/min	2500
Température maximale	100°C

NUMÉRO DE CAT.

BS-010178-MK

TSP-20/0.5+12/1.5

ACCESSOIRES



TS-100C Pro

Thermo-agitateur programmable avec chauffage et refroidissement

The **TS-100C Pro** is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[Lire la suite](#)