

TSP-20/0.5+12/1.5, bloc

DESCRIPTION

20 microtubes de 0,5 ml + 12 microtubes d'1,5 ml

CARACTÉRISTIQUES

Quantité de tubes de 0,5 ml	20
Quantité de tubes de 1,5 ml	12
RPM maximum, tr/min	2500
Température maximale	100°C



NUMÉRO DE CAT.

BS-010178-MK

TSP-20/0.5+12/1.5



TS-100C Pro
BS-010178-A01

Thermo-agitateur programmable avec chauffage et refroidissement

Le **TS-100C Pro** est un agitateur thermique de laboratoire programmable qui combine chauffage et refroidissement précis, agitation intensive et blocs thermiques interchangeables dans un seul appareil compact.

Conçu pour des ...

[Lire la suite](#)