

TSP-8/15, bloc

DESCRIPTION

8 tubes coniques de 15 ml

CARACTÉRISTIQUES

RPM maximum, tr/min	1100
Température maximale	80°C
Ø	17 mm
Profondeur	80 mm



NUMÉRO DE CAT.

BS-010178-FK

TSP-8/15



TS-100C Pro
BS-010178-A01

Thermo-agitateur programmable avec chauffage et refroidissement

Le **TS-100C Pro** est un agitateur thermique de laboratoire programmable qui combine chauffage et refroidissement précis, agitation intensive et blocs thermiques interchangeables dans un seul appareil compact.

Conçu pour des ...

[Lire la suite](#)