

TSP-4/50, bloc

DESCRIPTION

4 tubes coniques de 50 ml

CARACTÉRISTIQUES

RPM maximum, tr/min	1000
Température maximale	80°C
Ø	29.5 mm
Profondeur	76.5 mm



NUMÉRO DE CAT.

BS-010178-GK

TSP-4/50



TS-100C Pro
BS-010178-A01

Thermo-agitateur programmable avec chauffage et refroidissement

Le **TS-100C Pro** est un agitateur thermique de laboratoire programmable qui combine chauffage et refroidissement précis, agitation intensive et blocs thermiques interchangeables dans un seul appareil compact.

Conçu pour des ...

[Lire la suite](#)