


TSP-20/CV10, bloc

DESCRIPTION

20 cuvettes de 10 mm

CARACTÉRISTIQUES

RPM maximum, tr/min	1100
Température maximale	80°C
Ø	□ 12.5 x 12.5 mm
Profondeur	31 mm



NUMÉRO DE CAT.

BS-010178-DK

TSP-20/CV10



TS-100C Pro
BS-010178-A01

Thermo-agitateur programmable avec chauffage et refroidissement

Le **TS-100C Pro** est un agitateur thermique de laboratoire programmable qui combine chauffage et refroidissement précis, agitation intensive et blocs thermiques interchangeables dans un seul appareil compact.

Conçu pour des ...

[Lire la suite](#)