

TSP-24/CRY04, bloc

DESCRIPTION

24 cryotubes de 3,6 à 4,5 ml

CARACTÉRISTIQUES

RPM maximum, tr/min	1300
Température maximale	100°C
Ø	12.5 mm
Profondeur	30 mm



NUMÉRO DE CAT.

BS-010178-CK

TSP-24/CRY04



TS-100C Pro
BS-010178-A01

Thermo-agitateur programmable avec chauffage et refroidissement

Le **TS-100C Pro** est un agitateur thermique de laboratoire programmable qui combine chauffage et refroidissement précis, agitation intensive et blocs thermiques interchangeables dans un seul appareil compact.

Conçu pour des ...

[Lire la suite](#)