

TSP-24/CRY04, bloc

DESCRIPTION

24 cryotubes de 3,6 à 4,5 ml

CARACTÉRISTIQUES

RPM maximum, tr/min	1300
Température maximale	100°C
Ø	12.5 mm
Profondeur	30 mm

NUMÉRO DE CAT.

BS-010178-CK

TSP-24/CRY04

ACCESSOIRES



TS-100C Pro

Thermo-agitateur programmable avec chauffage et refroidissement

The **TS-100C Pro** is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[Lire la suite](#)