

TSP-24/CRYO1.8, bloc

DESCRIPTION

24 cryotubes de 1 à 1,8 ml

CARACTÉRISTIQUES

RPM maximum, tr/min	1400
Température maximale	100°C
Ø	12.5 mm
Profondeur	20 mm



NUMÉRO DE CAT.

BS-010178-BK

TSP-24/CRYO1.8



TS-100C Pro
BS-010178-A01

Thermo-agitateur programmable avec chauffage et refroidissement

Le **TS-100C Pro** est un agitateur thermique de laboratoire programmable qui combine chauffage et refroidissement précis, agitation intensive et blocs thermiques interchangeables dans un seul appareil compact.

Conçu pour des ...

[Lire la suite](#)