

# Couvercle chauffant pour TS-100C Pro

## DESCRIPTION

Couvercle chauffant amovible et indépendant, pour le contrôle de la température et de la condensation

Compatible avec les blocs :

1. [TSP-20/0.5+12/1.5](#)
2. [TSP-20/0.2+12/1.5](#)
3. [TSP-32/0.5](#)
4. [TSP-24/1.5](#)
5. [TSP-24/2.0](#)
6. [TSP-20/CV10](#)
7. [TSP-96/PCR](#)



## NUMÉRO DE CAT.

BS-010178-NK

Couvercle chauffant



TS-100C Pro  
BS-010178-A01

Thermo-agitateur programmable avec chauffage et refroidissement

Le **TS-100C Pro** est un agitateur thermique de laboratoire programmable qui combine chauffage et refroidissement précis, agitation intensive et blocs thermiques interchangeables dans un seul appareil compact.

Conçu pour des ...

[Lire la suite](#)