

U-150, plateforme universelle

DESCRIPTION

La plateforme universelle interchangeable U-150 s'adapte aux boîtes de Petri carrées (125 × 125 mm) et rondes (Ø90, Ø105, Ø150).



NUMÉRO DE CAT.

BS-010177-BK

U-150



UIS-360

Without platform, protective screen, foot-switch
L'essoreuse universelle d'inoculation

Le **UIS-360** Universal Inoculation Spinner est un appareil de laboratoire polyvalent conçu pour optimiser la mise en culture microbienne et garantir des résultats constants. Il assure une rotation fluide et ...

[Lire la suite](#)