

HSC-2000, pince

DESCRIPTION

Pince pour fiole 2000 ml - Ø165 mm pour UP-168
Max. - 150 tpm



NUMÉRO DE CAT.

BS-010167-QK

HSC-2000, pince 2000ml

ACCESSOIRES



UP-168
BS-010135-JK
plate-forme

Plate-forme universelle pour pincés.



ES-20/80
Software included, without platform
Agitateur-incubateur orbital

L'agitateur-incubateur ES-20/80 destiné aux laboratoires biotechnologiques et pharmaceutiques est un équipement professionnel. Ses applications typiques sont les suivantes : culture microbienne et cellulaire, expression de protéines, études de solubilité, mélange général, ...

[Lire la suite](#)



ES-20/80C
Software included, without platform
Agitateur-incubateur orbital avec refroidissement

L'agitateur-incubateur ES-20/80C destiné aux laboratoires biotechnologiques et pharmaceutiques est un équipement professionnel. Ses applications typiques sont les suivantes : culture microbienne et cellulaire, expression de protéines, études de solubilité, mélange général, ...

[Lire la suite](#)