


B-2MB, bloc

DESCRIPTION

Bloc B-2MB pour plaque à puits profonds KingFisher™ Apex Deepwell Plate - Cat.No. 95040450B



NUMÉRO DE CAT.

BS-010159-4K

Bloc B-2M pour plaque à puits profonds
KingFisher™ Apex Deepwell Plate



TS-DW

Without thermoblock

Agitateur thermostaté pour plaques à puits profonds

L'agitateur thermostaté **TS-DW** permet de réguler et thermostatier les plaques à puits profonds. L'agitateur thermostaté bénéficie d'un design « multi-systèmes » qui offre 3 appareils indépendants :

- Un incubateur ; ...

[Lire la suite](#)