


B-2FN, bloc

DESCRIPTION

Bloc B-2FN pour plaque à puits profonds NEST Biotechnology® 96/2200 µl, I-Shaped - Cat.No 503761



NUMÉRO DE CAT.

BS-010159-3K

Bloc B-2SD pour plaque à puits profonds NEST
Biotechnology® 96/2200 µl, I-Shaped



TS-DW

Without thermoblock

Agitateur thermostaté pour plaques à puits profonds

L'agitateur thermostaté **TS-DW** permet de réguler et thermostatier les plaques à puits profonds. L'agitateur thermostaté bénéficie d'un design « multi-systèmes » qui offre 3 appareils indépendants :

- Un incubateur ; ...

[Lire la suite](#)