

T-4, Tavolo

DESCRIZIONE

Il nuovo design modulare dei mobili da laboratorio assicura flessibilità e facilità di utilizzo.

SPECIFICHE

Carico massimo	50 kg
Dimensioni complessive (L×P×H)	800 × 600 × 770 mm
Peso	23 kg



NUMERO DI CATEGORIA

BS-040101-BK

T-4, Tavolo

ACCESSORI



UVC/T-AR
BS-040102-A13
Armadio PCR

UVC/T-AR è una cappa per PCR progettata per creare un ambiente pulito e privo di contaminazioni per l'allestimento della PCR e altri flussi di lavoro relativi agli acidi nucleici.

Questo ...

[Leggi di più](#)



UVC/T-M-AR
With built in socket and inlet for power cords
Armadio PCR

UVC/T-M-AR è una cappa per PCR progettata per creare un ambiente pulito e privo di contaminazioni per l'allestimento della PCR e altri flussi di lavoro relativi agli acidi nucleici.

Questo ...

[Leggi di più](#)



UVT-B-AR
With built in socket and inlet for power cords
Armadio PCR

UVT-B-AR è una cappa per PCR progettata per creare un ambiente pulito e privo di contaminazioni per l'allestimento della PCR e altri flussi di lavoro relativi agli acidi nucleici.

Questo ...

[Leggi di più](#)



LF-1
BS-050101-BK
Unità a cassette

Il nuovo design modulare dei mobili da laboratorio assicura flessibilità e facilità di utilizzo.