

R-24GC, rotore

DESCRIZIONE

Rotore per 24 Gel Cards per il test sierologico del gruppo sanguigno (Forward Group, Gruppo Reverse, Rh Tipo e 3 cell antibody screen). RCF 280 x g

SPECIFICHE

Tipo di Rotor	Oscillante
Dimensioni (l × w)	53 × 74 mm
Capacità	24
Max. velocità	1500 rpm
Max. RCF: LMC-3000	280 × g
Max. RCF: LMC-4200R	280 × g
Carta di Gel Produttori	Grifols, DiaMed, etc.
Autoclavabile	+



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010208-VK

Rotore R-24GC

ACCESSORI



LMC-3000
Without rotor
Centrifuga da laboratorio

LMC-3000 è una moderna centrifuga da banco a bassa velocità progettata per il funzionamento con micropiastre e provette per centrifuga fino a 50 ml. Questo dispositivo è ampiamente usato nei ...

[Leggi di più](#)



LMC-12
Without rotor
Centrifuga da laboratorio

LMC-3000 è una moderna centrifuga da banco a bassa velocità progettata per il funzionamento con micropiastre e provette per centrifuga fino a 50 ml. Questo dispositivo è ampiamente usato nei ...

[Leggi di più](#)



LMC-4200R
Without rotor
Centrifuga refrigerata da laboratorio

La centrifuga da banco per laboratorio con funzione di refrigerazione **LMC-4200R** assicura il controllo della temperatura dei materiali biologici durante la centrifugazione. Il controllo della temperatura del cosiddetto "cold-shelf" (ripiano ...

[Leggi di più](#)



RR-U
BS-010208-UK
supporto rotore

Supporto rotore