

## T-4L, Tavolo

### DESCRIZIONE

Il nuovo design modulare dei mobili da laboratorio assicura flessibilità e facilità di utilizzo.

### SPECIFICHE

Carico massimo	75 kg
Dimensioni complessive (L×P×H)	1290 × 600 × 770 mm
Peso	36 kg



### NUMERO DI CATEGORIA

BS-040107-BK

T-4L, Tavolo

### ACCESSORI



**UVT-S-AR**  
BS-040107-AAA  
DNA/RNA UV-pulitore armadio

Armadio UV DNA/RNA **UVT-S-AR** progettata per operazioni di pulizia con campioni di DNA.  
L'armadio UV fornisce protezione contro le contaminazioni.

È un modello da banco composto da struttura in metallo ...

[Leggi di più](#)



**LF-1**  
BS-050101-BK  
Unità a cassetti

Il nuovo design modulare dei mobili da laboratorio assicura flessibilità e facilità di utilizzo.