

LF-1, Unità a cassette

DESCRIZIONE

Il nuovo design modulare dei mobili da laboratorio assicura flessibilità e facilità di utilizzo.

SPECIFICHE

Dimensioni interne del cassetto (L×P×H)	235 × 385 × 50 mm</br>235 × 385 × 150 mm
Dimensioni complessive (L×P×H)	300 × 450 × 705 mm
Peso	28 kg



NUMERO DI CATEGORIA

BS-050101-BK

LF-1, Unità a cassette

ACCESSORI



UVC/T-AR
BS-040102-A13
Armadio PCR

UVC/T-AR è una cappa per PCR progettata per creare un ambiente pulito e privo di contaminazioni per l'allestimento della PCR e altri flussi di lavoro relativi agli acidi nucleici.

Questo ...

[Leggi di più](#)



LT-120
BS-040107-EK
Tavolo regolabile in altezza

Tavolo regolabile in altezza
<-> 120 cm



UVC/T-M-AR
With built in socket and inlet for power cords
Armadio PCR

UVC/T-M-AR è una cappa per PCR progettata per creare un ambiente pulito e privo di contaminazioni per l'allestimento della PCR e altri flussi di lavoro relativi agli acidi nucleici.

Questo ...

[Leggi di più](#)



UVT-B-AR
With built in socket and inlet for power cords
Armadio PCR

UVT-B-AR è una cappa per PCR progettata per creare un ambiente pulito e privo di contaminazioni per l'allestimento della PCR e altri flussi di lavoro relativi agli acidi nucleici.

Questo ...

[Leggi di più](#)



LT-150
BS-040107-JK
Tavolo regolabile in altezza

Tavolo regolabile in altezza
<-> 150 cm



UVT-S-AR
BS-040107-A07
Armadio PCR

UVT-S-AR è una cappa per PCR progettata per creare un ambiente pulito e privo di contaminazioni per l'allestimento della PCR e altri flussi di lavoro relativi agli acidi nucleici.

Questo ...

[Leggi di più](#)



LT-180
BS-040107-HK
Tavolo regolabile in altezza

Tavolo regolabile in altezza
<-> 180 cm



T-4
BS-040101-BK
Tavolo

Il nuovo design modulare dei mobili da laboratorio assicura flessibilità e facilità di utilizzo.



T-4L
BS-040107-BK
Tavolo

Il nuovo design modulare dei mobili da laboratorio assicura flessibilità e facilità di utilizzo.