

PP-4, piattaforma


DESCRIZIONE

Piattaforma liscia con tappetino in silicone antiscivolo per piastre di Petri, beute per coltura, cartine di agglutinazione.

SPECIFICHE

Area di lavoro

215 × 215 mm



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010108-BK

Piattaforma PP-4

ACCESSORI



ES-20

Without platform

Agitatore-incubatore orbitale

L'ES-20 è un compatto agitatore-incubatore da banco utilizzato per la miscelazione di liquidi biologici nonché per l'incubazione e la coltura di liquidi biologici secondo il programma impostato dall'operatore.

Un ...

[Leggi di più](#)



SPM

BS-010111-BK

tappetino biadesivo

Tappetino biadesivo. SPM è compatibile con la piattaforma PP-4 che può essere installata sia sull'agitatore orbitale PSU-10i che sull'agitatore-incubatore ES-20.



PSU-10i

Without platform

Agitatore orbitale

L'agitatore orbitale PSU-10i garantisce un movimento orbitale regolabile della piattaforma ed è progettato per l'utilizzo sia in piccoli laboratori biotecnologici specializzati che in grandi laboratori multidisciplinari: la scelta tra sei

...

[Leggi di più](#)