

P-6/250, piattaforma

DESCRIZIONE

Piattaforma con morsetti per flaconi.

SPECIFICHE

Area di lavoro	250 × 190 mm
Volume del pallone	250-300 ml
Numero di morsetti	6



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010108-DK

Piattaforma P-6/250

ACCESSORI



ES-20

Without platform
Agitatore-incubatore orbitale

L'ES-20 è un compatto agitatore-incubatore da banco utilizzato per la miscelazione di liquidi biologici nonché per l'incubazione e la coltura di liquidi biologici secondo il programma impostato dall'operatore.

Un ...

[Leggi di più](#)



PSU-10i

Without platform
Agitatore orbitale

L'agitatore orbitale PSU-10i garantisce un movimento orbitale regolabile della piattaforma ed è progettato per l'utilizzo sia in piccoli laboratori biotecnologici specializzati che in grandi laboratori multidisciplinari: la scelta tra sei

...

[Leggi di più](#)



CPS-20

Without platform
CO₂ agitatore

L'agitatore CPS-20 per CO₂ provvede un movimento orbitale controllato della piattaforma ed è appositamente progettato per CO₂ incubatore. Il CPS-20 è progettato per l'uso in ambienti aggressivi come ...

[Leggi di più](#)