

P-16/88, piattaforma

DESCRIZIONE

Piattaforma con sostegni a molla per un numero massimo di 88 provette di diametro fino a 30 mm (ad es., provette da 10 ml, 15 ml, 50 ml).

SPECIFICHE

Area di lavoro	275 × 205 × 75 mm
----------------	-------------------



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010116-BK

Piattaforma P-16/88

ACCESSORI



ES-20

Without platform

Agitatore-incubatore orbitale

L'ES-20 è un compatto agitatore-incubatore da banco utilizzato per la miscelazione di liquidi biologici nonché per l'incubazione e la coltura di liquidi biologici secondo il programma impostato dall'operatore.

Un ...

[Leggi di più](#)



PSU-10i

Without platform

Agitatore orbitale

L'agitatore orbitale PSU-10i garantisce un movimento orbitale regolabile della piattaforma ed è progettato per l'utilizzo sia in piccoli laboratori biotecnologici specializzati che in grandi laboratori multidisciplinari: la scelta tra sei

...

[Leggi di più](#)



CPS-20

Without platform

CO₂ agitatore

L'agitatore CPS-20 per CO₂ provvede un movimento orbitale controllato della piattaforma ed è appositamente progettato per CO₂ incubatore. Il CPS-20 è progettato per l'uso in ambienti aggressivi come ...

[Leggi di più](#)