

# P-16/250, piattaforma

## DESCRIZIONE

Piattaforma con morsetti per beute.

## SPECIFICHE

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Area di lavoro     | 360 × 400 mm |
| Volume del pallone | 250-300 ml   |
| Numero di morsetti | 16           |




## NUMERO DI CATEGORIA

BS-010135-CK

Piattaforma P-16/250

## ACCESSORI



### P-EX

BS-010173-CK

set di scambio di piattaforme

Il set di sostituzione piattaforme P-EX consente una sostituzione più rapida delle piattaforme piatte. Grazie al sistema di scorrimento delle piattaforme, è ora possibile installare 4 beute da 2 l ...

[Leggi di più](#)



### ES-20/60

Without platform  
Agitatore-incubatore orbitale

L'agitatore-incubatore orbitale ES-20/60 per laboratori biotecnologici e farmaceutici è un'apparecchiatura di tipo professionale progettata per la coltura di microrganismi e cellule eucariote tra cui cellule di animali, vegetali e di ...

[Leggi di più](#)



### PSU-20i

Without platform

Agitatore orbitale multifunzione

L'agitatore è progettato per essere utilizzato sia in piccoli laboratori specializzati sia in grandi laboratori multidisciplinari: la scelta tra nove (9) diverse piattaforme intercambiabili fornisce la possibilità di eseguire procedure ...

[Leggi di più](#)