

TR-21/50, cremagliera

DESCRIZIONE

Rack per provette ad angolo regolabile per UP-168

SPECIFICHE

Volume della provetta	50 ml
Capacità	21
Diametro del buco	30 mm



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010135-KK

TR-21/50, rack per provette, 50ml

ACCESSORI



UP-168
BS-010135-JK
piattaforma

Piattaforma universale per morsetti.



ES-20/60
Without platform
Agitatore-incubatore orbitale

L'agitatore-incubatore orbitale **ES-20/60** per laboratori biotecnologici e farmaceutici è un'apparecchiatura di tipo professionale progettata per la coltura di microrganismi e cellule eucariote tra cui cellule di animali, vegetali e di ...

[Leggi di più](#)



ES-20/80
Software included, without platform
Agitatore-incubatore orbitale

L'agitatore-incubatore **ES-20/80** per laboratori biotecnologici e farmaceutici è un'apparecchiatura di tipo professionale. Le applicazioni tipiche includono: colture microbiche e cellulari, espressione proteica, studi di solubilità, miscelazione generale, nonché altre varie ...

[Leggi di più](#)



ES-20/80C
Software included, without platform
Agitatore-incubatore orbitale con funzione di raffreddamento

L'agitatore-incubatore **ES-20/80C** per laboratori biotecnologici e farmaceutici è un'apparecchiatura di tipo professionale. Le applicazioni tipiche includono: colture microbiche e cellulari, espressione proteica, studi di solubilità, miscelazione generale, nonché altre varie ...

[Leggi di più](#)



PSU-20i
Without platform
Agitatore orbitale multifunzione

L'agitatore è progettato per essere utilizzato sia in piccoli laboratori specializzati sia in grandi laboratori multidisciplinari: la scelta tra nove (9) diverse piattaforme intercambiabili fornisce la possibilità di eseguire procedure ...

[Leggi di più](#)