

## PP-400, piattaforma

### DESCRIZIONE

Piattaforma liscia con tappetino in silicone antiscivolo.

### SPECIFICHE

Area di lavoro

360 × 400 mm



### NUMERO DI CATEGORIA

BS-010135-FK Piattaforma PP-400 con tappetino in silicone

### ACCESSORI



ES-20/60

Without platform  
Agitatore-incubatore orbitale

L'agitatore-incubatore orbitale ES-20/60 per laboratori biotecnologici e farmaceutici è un'apparecchiatura di tipo professionale progettata per la coltura di microrganismi e cellule eucariote tra cui cellule di animali, vegetali e di ...

[Leggi di più](#)



ES-20/80

Software included, without platform  
Agitatore-incubatore orbitale

L'agitatore-incubatore ES-20/80 per laboratori biotecnologici e farmaceutici è un'apparecchiatura di tipo professionale. Le applicazioni tipiche includono: colture microbiche e cellulari, espressione proteica, studi di solubilità, miscelazione generale, nonché altre varie ...

[Leggi di più](#)



ES-20/80C

Software included, without platform  
Agitatore-incubatore orbitale con funzione di raffreddamento

L'agitatore-incubatore ES-20/80C per laboratori biotecnologici e farmaceutici è un'apparecchiatura di tipo professionale. Le applicazioni tipiche includono: colture microbiche e cellulari, espressione proteica, studi di solubilità, miscelazione generale, nonché altre varie ...

[Leggi di più](#)