

HSP-16/250, piattaforma

DESCRIZIONE

Con 16 morsetti per beute da 250 ml (360x400 mm)

SPECIFICHE

Area di lavoro	360 × 400 mm
Volume del pallone	250-300 ml
Numero di morsetti	16



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010167-MK

Piattaforma HSP-16/250



ES-20/80
Software included, without platform
Agitatore-incubatore orbitale

L'agitatore-incubatore ES-20/80 per laboratori biotecnologici e farmaceutici è un'apparecchiatura di tipo professionale. Le applicazioni tipiche includono: colture microbiche e cellulari, espressione proteica, studi di solubilità, miscelazione generale, nonché altre varie ...

[Leggi di più](#)



ES-20/80C
Software included, without platform
Agitatore-incubatore orbitale con funzione di raffreddamento

L'agitatore-incubatore ES-20/80C per laboratori biotecnologici e farmaceutici è un'apparecchiatura di tipo professionale. Le applicazioni tipiche includono: colture microbiche e cellulari, espressione proteica, studi di solubilità, miscelazione generale, nonché altre varie ...

[Leggi di più](#)