

HSC-500, morsetto

DESCRIZIONE

Morsetto per beute 500 ml - Ø105 mm per UP-168



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010167-JK

HSC-500, morsetto 500ml

ACCESSORI



UP-168
BS-010135-JK
piattaforma

Piattaforma universale per
morsetti.



ES-20/80
Software included, without
platform
Agitatore-incubatore orbitale

L'agitatore-incubatore ES-20/80 per laboratori biotecnologici e farmaceutici è un'apparecchiatura di tipo professionale. Le applicazioni tipiche includono: colture microbiche e cellulari, espressione proteica, studi di solubilità, miscelazione generale, nonché altre varie ...

[Leggi di più](#)



ES-20/80C
Software included, without
platform
Agitatore-incubatore orbitale con
funzione di raffreddamento

L'agitatore-incubatore ES-20/80C per laboratori biotecnologici e farmaceutici è un'apparecchiatura di tipo professionale. Le applicazioni tipiche includono: colture microbiche e cellulari, espressione proteica, studi di solubilità, miscelazione generale, nonché altre varie ...

[Leggi di più](#)