


HSC-250, morsetto

DESCRIZIONE

Morsetto per beute 250 ml - Ø85 mm per UP-168



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010167-FK

HSC-250, morsetto 250ml

ACCESSORI



UP-168
BS-010135-JK
piattaforma

Piattaforma universale per
morsetti.



ES-20/80

Software included, without
platform
Agitatore-incubatore orbitale

L'agitatore-incubatore ES-20/80 per laboratori biotecnologici e farmaceutici è un'apparecchiatura di tipo professionale. Le applicazioni tipiche includono: colture microbiche e cellulari, espressione proteica, studi di solubilità, miscelazione generale, nonché altre varie ...

[Leggi di più](#)



ES-20/80C

Software included, without
platform

Agitatore-incubatore orbitale con
funzione di raffreddamento

L'agitatore-incubatore ES-20/80C per laboratori biotecnologici e farmaceutici è un'apparecchiatura di tipo professionale. Le applicazioni tipiche includono: colture microbiche e cellulari, espressione proteica, studi di solubilità, miscelazione generale, nonché altre varie ...

[Leggi di più](#)