

## P-02/96, piattaforma

### DESCRIZIONE

Per 96 provette da 0,2 ml o piastra PCR semi bordata/senza bordo

### SPECIFICHE

Capacità	96
Piastra PCR	Semi-/unskired PCR plate
Volume delle micro provette	0.2 ml



### NUMERO DI CATEGORIA

BS-010216-CK

Piattaforma P-02/96



**MPS-1**

With built-in universal platform  
Agitatore multiplacra ad alta velocità

L'agitatore multiplacra ad alta velocità **MPS-1** si presta a essere utilizzato in praticamente ogni tipo di applicazione fornendo una miscelazione regolabile dei reagenti all'interno di microplacra, placra PCR, microplacra a ...

[Leggi di più](#)