

P-2/24, piattaforma

DESCRIZIONE

Per 24 provette da 1,5-2 ml

SPECIFICHE

Capacità	24
----------	----

Volume delle micro provette	1.5-2 ml
-----------------------------	----------



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010216-AK

Piattaforma P-2/24



MPS-1
With built-in universal platform
Agitatore multiplastrà ad alta velocità

L'agitatore multiplastrà ad alta velocità **MPS-1** si presta a essere utilizzato in praticamente ogni tipo di applicazione fornendo una miscelazione regolabile dei reagenti all'interno di microplastre, piastre PCR, microplastre a ...

[Leggi di più](#)