

P-05/32, piattaforma

DESCRIZIONE

Per 32 provette da 0,5 ml

SPECIFICHE

Capacità

32

Volume delle micro provette

0.5 ml



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010216-BK

Piattaforma P-05/32



MPS-1

With built-in universal platform
Agitatore multiplastrà ad alta velocità

L'agitatore multiplastrà ad alta velocità **MPS-1** si presta a essere utilizzato in praticamente ogni tipo di applicazione fornendo una miscelazione regolabile dei reagenti all'interno di micropiastre, piastre PCR, micropiastre a ...

[Leggi di più](#)