

## PRS-10, piattaforma

### DESCRIZIONE

10 provette 20-30 mm di diametro (fino a provette da 50ml)

### SPECIFICHE

Tipo di piattaforma	standard
Diametro della provetta	20-30 mm
Volume della provetta	up to 50 ml
Capacità	10



### NUMERO DI CATEGORIA

BS-010117-IK

Piattaforma PRS-10



**Multi Bio RS-24**  
Including PRS-26 platform  
Rotatore programmabile

Programmabile Rotator **Multi Bio RS-24** esegue diversi tipi di movimento in un unico modulo. Il controllo a microprocessore permette di effettuare non solo la rotazione verticale (1) della piattaforma, ma ...

[Leggi di più](#)