

PRSC-10, piattaforma

DESCRIZIONE

10 provette 25-30 mm di diametro (fino a provette da 50ml)

SPECIFICHE

Tipo di piattaforma	opzionale
Diametro della provetta	20-30 mm
Volume della provetta	50 ml
Capacità	10



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010117-JK

Piattaforma PRSC-10



Multi Bio RS-24
Including PRS-26 platform
Rotatore programmabile

Programmabile Rotator **Multi Bio RS-24** esegue diversi tipi di movimento in un unico modulo. Il controllo a microprocessore permette di effettuare non solo la rotazione verticale (1) della piattaforma, ma ...

[Leggi di più](#)