

## PRS-1DP, piattaforma

### DESCRIZIONE

Piattaforma per micropiastre e rack per tubi alti 0,5 e 1 ml (es Thermo 3741MTX, 3742MTX, 3744MTX)

### SPECIFICHE

Volume della provetta

0.5 ml and 1 ml



### NUMERO DI CATEGORIA

BS-010149-DK

Piattaforma PRS-1DP



**Multi Bio RS-24**  
Including PRS-26 platform  
Rotatore programmabile

Programmabile Rotator **Multi Bio RS-24** esegue diversi tipi di movimento in un unico modulo. Il controllo a microprocessore permette di effettuare non solo la rotazione verticale (1) della piattaforma, ma ...

[Leggi di più](#)