

PRS-48, piattaforma

DESCRIZIONE

48 provette con diametro 10-16 mm (provette da 1,5-15 ml)

SPECIFICHE

Capacità	48
Tipo di piattaforma	standard
Diametro della provetta	10-16 mm
Volume della provetta	1,5-15 ml



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010118-CK

Piattaforma PRS-48



Multi RS-60
Including PRS-48 platform
Rotatore programmabile

Il rotatore programmabile **Multi RS-60** esegue diversi tipi di movimento in un singolo modulo. Il controllo da parte di un microprocessore permette non solo la rotazione verticale (1) della piattaforma, ...

[Leggi di più](#)