

PRSC-18, piattaforma

DESCRIZIONE

Può ospitare 18 provette con diametro fino a 16 mm (15 ml)

SPECIFICHE

Tipo di piattaforma	opzionale
Diametro della provetta	16 mm
Volume della provetta	15 ml
Capacità	18



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010117-EK

Piattaforma PRSC-18



Bio RS-24
Including PRS-22 platform
Mini-rotatore

Il mini-rotatore **Bio RS-24** permette la rotazione verticale della piattaforma. Il rotatore è uno strumento ideale per evitare la coagulazione del sangue nelle provette e per eseguire le procedure di ...

[Leggi di più](#)