

SC-18/02, blocco

DESCRIZIONE

Microprovette 20 × 0,2 ml + 12 × 1,5 ml

SPECIFICHE

Quantità di provette da 0,2 ml	20
Quantità di provette da 1,5 ml	12
RPM massimo	1400
Temperatura massima	100°C



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010120-CK

SC-18/02



TS-100

Without thermoblock

Agitatore termico per microprovette e piastre per PCR

L'agitatore termico **TS-100** fornisce miscelazione intensa e controllo della temperatura dei campioni in piastre PCR o provette per microtest. Le funzioni di riscaldamento e miscelazione possono essere effettuate sia simultaneamente ...

[Leggi di più](#)