

SC-24, blocco

DESCRIZIONE

microprovette 24 × 2 ml

SPECIFICHE

Quantità di provette da 2 ml	24
RPM massimo	1400
Temperatura massima	100°C



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010120-EK

SC-24



TS-100

Without thermoblock

Agitatore termico per microprovette e piastre per PCR

L'agitatore termico **TS-100** fornisce miscelazione intensa e controllo della temperatura dei campioni in piastre PCR o provette per microtest. Le funzioni di riscaldamento e miscelazione possono essere effettuate sia simultaneamente ...

[Leggi di più](#)