

SC-18/02C, blocco

DESCRIZIONE

Microprovette 20 × 0,2 ml + 12 × 1,5 ml

SPECIFICHE

Quantità di provette da 0,2 ml	20
Quantità di provette da 1,5 ml	12
RPM massimo	1400
Temperatura massima	100°C



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010143-CK

SC-18/02C

ACCESSORI



TS-100C

Without thermoblock

Agitatore termico con funzione di raffreddamento per microprovette e piastre per PCR

L'agitatore termico TS-100C fornisce miscelazione intensa e controllo della temperatura dei campioni in piastre PCR o provette per microtest. Questo modello di agitatore termico differisce dal TS-100 per la possibilità ...

[Leggi di più](#)



TS-100C Smart

Software incluso, senza blocco termico

Agitatore termico con funzione di raffreddamento per microprovette e piastre per PCR

L'agitatore termico TS-100C Smart fornisce miscelazione intensa e controllo della temperatura dei campioni in piastre PCR o provette per microtest. Il nuovo modello consente di controllare il dispositivo nelle seguenti ...

[Leggi di più](#)