


B-2E, blocco

DESCRIZIONE

B-2E blocco per una micropiastra a pozzetto Eppendorf® 96/1000 µl - Cat.No. 0030505204, 0030506200, 0030502205



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010159-AK

B-2E blocco per una micropiastra a pozzetto Eppendorf® 96/1000 µl



TS-DW

Without thermoblock

Agitatore termico per micropiastre a pozzetto

TS-DW Agitatore termico progettato per l'agitazione e la termostatazione di micropiastre a pozzetto. Un principio multisistema, utilizzato nella progettazione dell'agitatore termico, consente di utilizzarlo come fossero 3 strumenti indipendenti:

- Incubatore; ...

[Leggi di più](#)